

Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer

Model V912USV5
Model V912BBUSV5
Model V912BBUSV6



This thermometer should be used by adults only. This thermometer is for Household Use only. Do not leave the device unattended with children under the age of 12.

This product contains a lithium button / coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer with large screen display and Fever InSight™ feature, an accurate instrument for faster and easier temperature taking. Please read these instructions carefully to help ensure accurate temperatures and safe operation. When used properly, this high quality product will give you years of accurate, dependable service.

INDICATIONS FOR USE / INTENDED USE

The Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer is a handheld, battery-powered, predictive, digital stick thermometer intended for the intermittent determination of human body temperature orally, rectally, or under the arm, in a home-use environment for people of all ages (infants, children, and adults).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
- DO NOT** allow children to take their temperatures unattended.
- DO NOT** allow children to walk or run during temperature taking.
- This thermometer is intended for household use only. This product is not intended to diagnose any disease, but is a useful screening tool for temperature. Use of this thermometer is not intended as a substitute for consultation with your physician.
- Consult a physician immediately if temperature is elevated and fever is suspected. High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children.
- Parents/guardians should call the physician upon noticing any untoward sign(s) or symptom(s). For example, a child who exhibits irritability, vomiting, diarrhea, dehydration, changes in appetite or activity, even in the absence of fever, or who exhibits a low temperature, may still need to receive medical attention. Children who are on antibiotics, analgesics, or antipyretics should not be assessed solely on temperature readings to determine the severity of their illness.
- Keep out of reach of children. **DO NOT** leave children unattended when obtaining temperature measurement.
- NEVER** use the thermometer for purposes other than those for which it has been intended. Please follow the general safety precautions when using on children.
- DO NOT** use the thermometer if there are signs of damage on the probe or on the thermometer itself. If damaged, **DO NOT** attempt to repair the product.
- This thermometer is not intended for pre-term babies or small-for-gestational age newborn babies (birth to 4 weeks of age). Pre-term is defined as babies born before 37 weeks of gestation. Small-for-gestational-age is defined as a newborn baby, born at 37 weeks or later, with a weight below the 10th percentile for newborn babies of the same gestational age.
- This thermometer is not intended to interpret hypothermic temperatures. If the device displays a temperature of 97.5°F (36.4°C) or less with an LED backlight color of green or white, and the individual is exhibiting atypical symptoms or behaviors, contact your physician or health care professional.
- Temperature elevation may signal a serious illness, especially in neonates and infants, or adults who are old, frail, have a weakened immune system. Please seek professional advice immediately when there is a temperature elevation in: - Neonates and infants under 3 months (Consult your physician immediately if the temperature exceeds 99.4°F or 37.4°C). - Individuals having diabetes mellitus or a weakened immune system (e.g., HIV positive, cancer chemotherapy, chronic immunosuppressant treatment, splenectomy). - Individuals who are bedridden (e.g. paraplegia, quadriplegia, stroke, recovering from surgery, nursing home patient, chronic illness). - A transplant recipient (e.g., liver, heart, lung, kidney).
- DO NOT** allow children to walk or run while using the thermometer.
- This thermometer contains small parts that can be swallowed or produce a choking hazard to children.
- ALWAYS** keep the thermometer out of reach of children.

IP67: Dust tight. No ingress of dust. Protected against 30 minute submersion at a depth of 1 meter.

If you have any questions or comments about the Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer, call our toll-free Consumer Relations Line: 1-800-477-0457 or visit: VicksThermometers.com/contact-us

CHANGING THE DISPLAY FROM FAHRENHEIT (F) OR CELSIUS (C):

With the thermometer in the OFF position, hold down the center button until the display shows Lo. Release the button. To choose desired scale, press the button again to move between the "F" or "C" icon shown below the Lo. Once the "C" or "F" starts to blink, push the button again to turn off the thermometer. You can now turn on the thermometer and the display will be in Fahrenheit (F) or Celsius (C) based on the scale you set in the above steps. Your thermometer will return to Fahrenheit (F) readings when you replace your battery. You can repeat this process to switch to Celsius (C).

TEMPERATURE READINGS

Temperature readings vary from person to person. Although there is no one "normal" temperature reading, a temperature, taken orally, ranging between 96.4°F and 99.4°F is considered normal. A rectal temperature is generally 1°F higher and an underarm (axillary) temperature is generally 1°F lower than a temperature measurement taken orally. The best method to determine your own normal temperature is to use the thermometer when you are feeling well. Record your reading twice a day (early morning and late afternoon). Take the average of the two temperatures. This is considered your normal body temperature. Any variation from it may indicate some sort of illness and you should consult your physician.

BEFORE USE

Your Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer is a 3-in-1 thermometer for oral, rectal, or underarm use. Whichever method is used, it is recommended that for 15 minutes prior to use, avoid eating or drinking any liquids, exercising, taking showers or baths, or smoking.

OPERATING YOUR Vicks SpeedRead™ DIGITAL THERMOMETER

1. TURNING THE UNIT ON

- Turn unit on by pressing the On/Off button (Fig. 1).
- A beep will sound and the display will flash Red/Yellow/Green for 1 second.
- Wait for unit to get ready.
 - The display will perform a self-test (Fig. 2).
 - The display will show last measurement for 2 seconds (Fig. 3).
 - After about 5 seconds, the display will show it's ready (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

2. SELECTING A TEMPERATURE LOCATION

Oral Use

- YOU MUST COVER THE THERMOMETER'S TIP WITH A SINGLE-USE, DISPOSABLE PROBE COVER.** Probe cover not included. Single-use, disposable probe covers for digital stick thermometers are available for purchase at retail chain stores and pharmacies.
- Place thermometer under the tongue. It is important to place the tip of the thermometer well under the tongue to get a good, accurate reading. (Fig. 5) Place sensor tip in areas marked with "✓". Keep mouth closed and sit still to help ensure an accurate measurement.
- When the peak temperature is reached, 5 beep signals will sound and the "F" or "C" sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
- Dispose of used probe cover (not included) and wash the tip as recommended.



Fig. 5

Under-the-arm (Axillary) Use

This method is used for babies and young children.

- YOU MUST COVER THE THERMOMETER'S TIP WITH A SINGLE-USE, DISPOSABLE PROBE COVER.** Probe cover not included. Single-use, disposable probe covers for digital stick thermometers are available for purchase at retail chain stores and pharmacies.
- Wipe the underarm with a towel.
- Place the probe tip under the arm so the tip is touching the skin and position your arm next to your body (Fig. 6). With a young child, it is sometimes helpful to hug the child to keep their arm next to their body. This ensures that the room air does not affect the reading.
- When the peak temperature is reached, 5 beep signals will sound and the "F" or "C" sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
 - Note: This method produces a temperature up to 1°F (0.6°C) lower than a temperature taken orally.**
- Dispose of used probe cover (not included) and wash the tip as recommended.




Fig. 6

Rectal Use

Commonly used for babies, young children, or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.

- YOU MUST COVER THE THERMOMETER'S TIP WITH A SINGLE-USE, DISPOSABLE PROBE COVER AND LUBRICATE WITH A WATER SOLUBLE JELLY FOR EASIER INSERTION.** DO NOT use petroleum jelly. Read the label of the lubricant to be sure you are using the right kind. Probe cover not included. Single-use, disposable probe covers for digital stick thermometers are available for purchase at retail chain stores and pharmacies.
- Lay the individual on his/her side. If the individual is an infant, the proper position for a baby is to lay on its stomach with legs hanging down, either across your knees or at the edge of a bed or changing table. This positions the infant's rectum for safe and easy insertion of the thermometer.
- Gently insert the tip of the thermometer NO MORE THAN 1/2 inch into the rectum. If you detect resistance, stop. Hold the thermometer in place during measurement.
- When the peak temperature is reached, 5 beep signals will sound and the "F" or "C" sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
 - Note: This method produces a temperature up to 1°F (0.6°C) higher than a temperature taken orally.**
- Dispose of used probe cover (not included) and wash and disinfect the tip as recommended.

3. FEVER INSIGHT™ FEATURE

Fever InSight™ helps you to better understand the meaning of your child's temperature with the color indicated on the display. The screen displays Green if no fever, Yellow when the temperature indicates fever and a Red alert for high fever. Consult your doctor when assessing the seriousness of fever.

Color	Range (°F)	Range (°C)	Meaning
Green	96.4-99.4	35.8-37.4	Normal
Yellow	99.5-101.3	37.5-38.5	Fever
Red	101.4+	38.6+	High Fever

4. TURNING THE UNIT OFF

Turn the thermometer off by pressing the On/Off button. If you forget to turn it off, the thermometer will automatically turn off after approximately 1 1/2 minutes.

CARE AND CLEANING

- Clean the probe tip by washing with soap and warm water or by disinfecting with rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol).
- Wipe dry with soft cloth.
- DO NOT BOIL OR CLEAN IN DISHWASHER.** This will cause the thermometer to no longer function and will void the warranty.
- DO NOT** wash the unit with any thinner or chemical solvent.

CHANGING THE BATTERIES

The Vicks SpeedRead™ Digital Thermometer features a long life battery. When the "V" appears and flashes in the center top of the display, the battery is exhausted and needs replacing.

- Using a coin, unlock the battery cover and carefully remove the battery with a non-metallic instrument.
- Replace the battery with a 3V, CR1632 silver oxide type or equivalent. Insert the new battery with the positive (+) side facing the battery cover.
- Carefully replace the battery cover and, using a coin, tighten the cover.
- Ensure the battery door is completely secure after replacing the battery.

Remove the battery from the device if it will not be used for an extended period of time in order to avoid damage to the thermometer resulting from a leaking battery.

CARE AND USE

Operating or storing outside these ranges and dropping the thermometer may negatively impact the measurement and potentially damage the thermometer:

- Operating environment must be between 50°F -104°F.
- Operating and storage environment must be between 15-95% relative humidity.
- Store between -13°F and 140°F.
- If core body temperature is lower than ambient temperature the reading may be negatively impacted.



To protect the environment, dispose of product and empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations. Keep out of reach of young children, elderly and pets.



SPECIFICATIONS

Atmospheric pressure: 70kPa-106kPa
 Battery Life: 500 readings after storage for 1 year or using one time every other day for 2 years.
 Temperature Range: 89.6°F-109.4°F. If less than 89.6°F, "Lo" is displayed. If more than 109.4°F, "Hi" is displayed.
 Beeper: Unit will beep for approximately 8 seconds when peak temperature is reached. For temperatures over 101.3°F, the audible Fever Signal will sound 5 times.
 Error Messages: The display will read "Err" when a malfunction occurs and the unit will power off after 1 minute.
 Accuracy in Water-bath: +/-0.2°F between 96.0°F-107.6°F at room temperature of 71°F.
 Determination of accuracy in a waterbath requires accessing a special test mode. There is no difference or correction between the waterbath reading and the predictive reading for this thermometer. Please contact Kaz for instructions related to use in waterbath mode.
 Conforms to ASTM E1112, Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company, 400 Donald Lynch Boulevard, Suite 300, Marlborough, MA 01752.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all Instructions before attempting to use this product. Please retain the receipt as proof of and date of purchase. The receipt must be presented when making any claim within the relevant warranty period. Any claim under the warranty will not be valid without a proof of purchase. Your device is warranted for one year (1 year) from date of delivery.

A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.**

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of delivery.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or to specify a use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free at 1-800-477-0457 or visit: VicksThermometers.com/contact-us. Please be sure to specify a model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE THERMOMETER HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.

IP67



IP67 - Dust tight. No ingress of dust. Protected against 30 minute submersion at a depth of 1 meter.

Helen of Troy

© 2026 All rights reserved. Distributed by Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company, 400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752
www.VicksThermometers.com

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Fever InSight™ and SpeedRead™ are trademarks of Kaz Europe Sàrl.

Protected by U.S. patents D535,898; 5,829,878

Made in Vietnam.

Termómetro Digital SpeedRead™ Vicks

Modelo V912BUSV5
Modelo V912BBSV5
Modelo V912BBSV6



Este termómetro debe ser utilizado sólo por adultos. Este termómetro es sólo para Uso Doméstico. No deje el dispositivo desatendido con niños menores de 12 años.

Este producto contiene una pila tipo botón/moneda de litio. Si una pila tipo botón/moneda de litio nueva o usada se ingiere o entra al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan solo 2 horas. Siempre asegure completamente el compartimiento de la pila. Si el compartimiento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse ingerido o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: Peligro de Quemaduras Químicas. Mantenga las pilas alejadas de los niños.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar el Termómetro Digital SpeedRead™ de Vicks con ventanilla de visualización grande y característica de Fever InSight®, un instrumento profesionalmente preciso para tomar más rápido y más fácil la temperatura. Lea por favor cuidadosamente estas instrucciones para asegurar temperaturas exactas y una operación segura. Cuando se utilice correctamente, este producto de la alta calidad le proporcionará años de servicio confiable y preciso.

INDICACIONES DE USO / USO PREVIO

El Termómetro Digital SpeedRead™ de Vicks es un termómetro digital, portátil, predictivo, que funciona con pilas, diseñado para la determinación intermitente de la temperatura corporal humana por vía oral, rectal o bajo el brazo, en un entorno de uso doméstico para personas de todas las edades (bebés, niños y adultos).

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Cualquier fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en caso de niños pequeños. Favor de llamar a su médico.
- **NO** se debe permitir que los niños tomen su temperatura sin supervisión.
- **NO** se debe permitir que los niños caminen ni corran mientras que se les está tomando la temperatura.
- Este termómetro está diseñado sólo para uso doméstico. Este producto no está diseñado para diagnosticar ninguna enfermedad, pero es una herramienta útil para detectar la temperatura. El uso de este termómetro no está diseñado como sustituto de la consulta con su médico.
- Consulte inmediatamente a un médico si la temperatura es elevada y se sospecha fiebre. La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de los niños pequeños.
- Los padres/tutores legales deben llamar al médico si notan signos o síntomas no deseados. Por ejemplo, un niño que presente irritabilidad, vómito, diarrea, deshidratación, cambios en el apetito o actividad, incluso con ausencia de fiebre, o que presente una temperatura baja, puede que todavía necesite recibir atención médica. Los niños que estén recibiendo tratamiento con antibióticos, analgésicos, o antihipertéticos no deben ser evaluados únicamente mediante la medición de la temperatura para determinar la gravedad de su enfermedad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. **NO** deje a los niños sin supervisión mientras obtiene la medición de la temperatura.
- **NUNCA** utilice el termómetro para fines distintos a aquellos para los que ha sido diseñado. Siga las precauciones generales de seguridad cuando lo use en niños.
- **NO** utilice el termómetro si hay señales de daño en la sonda o en el propio termómetro. Si está dañado, **NO** intente reparar el producto.
- Este termómetro no está diseñado para bebés prematuros, ni para bebés recién nacidos pequeños para la edad gestacional (desde el nacimiento hasta las 4 semanas de edad). Prematuro se define como un bebé nacido antes de las 37 semanas de gestación. Pequeño para la edad gestacional se define como un bebé recién nacido, nacido a las 37 semanas o después, con un peso por debajo del percentil 10 para los bebés recién nacidos de la misma edad gestacional.
- Este termómetro no está diseñado para interpretar temperaturas hipotérmicas. Si el dispositivo muestra una temperatura de 36.4°C (97.5°F) o menor con una luz de fondo LED de color verde o blanca, y el individuo presenta síntomas o comportamientos atípicos, contacte a su doctor o profesional de la salud.
- La elevación de la temperatura puede indicar una enfermedad grave, especialmente en neonatos y lactantes, o adultos de la tercera edad, personas débiles o con un sistema inmunitario debilitado. Busque asesoramiento profesional de inmediato cuando haya una elevación de temperatura en:
 - Neonatos y lactantes menores de 3 meses (Consulte a su médico de inmediato si la temperatura supera los 37.4 °C o 99.4 °F).
 - Personas con diabetes mellitus o con un sistema inmunitario debilitado (p.ej., VIH positivo, quimioterapia contra el cáncer, tratamiento inmunosupresor crónico, esplenectomía).
 - Personas postradas en cama (p.ej. paraplejía, cuadriplejía, accidente cerebrovascular, recuperación de una cirugía, paciente de asilo de ancianos, enfermedad crónica).
 - Receptor de trasplante (p.ej., hígado, corazón, pulmón, riñón).
- **NO** permita que los niños caminen o corran mientras usan el termómetro.
- Este termómetro contiene piezas pequeñas que se pueden tragar o producir un riesgo de asfixia para los niños.
- Mantenga **SIEMPRE** el termómetro fuera del alcance de los niños.

IP67: Hermético al polvo. Sin entrada de polvo. Protección contra inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 metro.

Si tiene cualquier pregunta o comentario en relación con el Termómetro Digital SpeedRead™ de Vicks, llame sin cargo a nuestra línea de atención al cliente al: 1-800-477-0457 o visite: VicksThermometers.com/contact-us.

CAMBIAR LA PANTALLA DE FAHRENHEIT (F) O CELSIUS (C):

Con el termómetro en posición APAGADO, mantenga presionado el botón del centro hasta que la pantalla muestre Lo. Deje de presionar el botón. Para seleccionar la escala deseada, presione nuevamente el botón para moverse entre el icono "F" o "C" mostrado abajo de Lo. Una vez que la "C" o "F" empiece a parpadear, presione el botón de nuevo para apagar el termómetro. Ahora puede encender el termómetro y la pantalla mostrará Fahrenheit (F) o Celsius (C) según la escala que seleccionó en los anteriores pasos. Su termómetro volverá a las lecturas Fahrenheit (F) cuando cambie la pila. Puede repetir este proceso para cambiar a Celsius (C).

LECTURAS DE TEMPERATURA

Las temperaturas varían de una persona a otra. Aunque no existe una temperatura "normal", se considera normal una temperatura, tomada por vía oral, que oscila entre 35.8°C y 37.4°C. Una temperatura rectal es generalmente 1°F más alta y una temperatura bajo el brazo (axilar) es generalmente 1°F más baja que una medición de temperatura tomada por vía oral. La mejor manera de establecer su propia temperatura normal es de usar el termómetro cuando se siente bien. Anote su temperatura dos veces al día (a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde). Calcule el promedio de las dos temperaturas. Esto se considera como su temperatura corporal normal. Cualquier variación puede indicar algún tipo de enfermedad y debe llamar a su médico.

ANTES DE USAR

Su Termómetro Digital SpeedRead™ Vicks es un termómetro 3-en-1 para uso oral, rectal o axilar. Cualquier método que elige, se recomienda que durante 15 minutos antes de usarlo, evite comer o beber cualquier líquido, hacer ejercicio, bañarse o ducharse o fumar.

PARA USAR SU TERMÓMETRO DIGITAL SpeedRead™ Vicks

1. PARA ENCENDER EL TERMÓMETRO

1. Encienda la unidad presionando el botón Encendido / Apagado. (Fig. 1)
2. El aparato emitirá una señal sonora y una luz roja/amarilla/verde parpadeará durante 1 segundo.
3. Espere a que el aparato esté listo.
 - La ventanilla realizará una auto-prueba. (Fig. 2)
 - La última medida aparecerá en la pantalla durante 2 segundos. (Fig. 3)
 - Transcurridos aproximadamente 5 segundos, la pantalla indicará que el aparato está listo. (Fig. 4)

2. PARA ELEGIR DONDE TOMAR LA TEMPERATURA

Uso Oral

1. DEBE CUBRIR LA PUNTA DEL TERMÓMETRO CON UNA CUBIERTA DE Sonda DESECHABLE, DE UN SÓLO USO. Cubierta de sonda no incluida. Las cubiertas de sonda desechables de un solo uso para termómetros digitales de varilla están disponibles para su compra en cadenas de tiendas minoristas y farmacias.
2. Coloque el termómetro debajo de la lengua. Es importante colocar la punta del termómetro bien abajo de la lengua para obtener una lectura bien y precisa. (Fig. 5) Coloque la punta sensor en las áreas marcadas con "✓". Mantenga la boca cerrada y quédese quieto para obtener una lectura precisa.
3. Cuando llega a la temperatura máxima, se escucharán 5 señales sonoras y el símbolo "°F" o "°C" dejará de destellar. Ahora se puede leer la temperatura y no cambiará cuando saque el termómetro.
4. Deseche la cubierta de la sonda usada (no incluida) y lave la punta según lo recomendado.

Uso Debajo del Brazo (Axilar)

1. DEBE CUBRIR LA PUNTA DEL TERMÓMETRO CON UNA CUBIERTA DE Sonda DESECHABLE, DE UN SÓLO USO. Cubierta de sonda no incluida. Las cubiertas de sonda desechables de un solo uso para termómetros digitales de varilla están disponibles para su compra en cadenas de tiendas minoristas y farmacias.
 2. Limpie debajo del brazo con una toalla.
 3. Coloque la punta de la sonda debajo del brazo para que la punta toque la piel y ponga su brazo al lado de su cuerpo (Fig. 6). Con un niño pequeño, algunas veces ayuda abrazar al niño para guardar su brazo al lado de su cuerpo. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte a la lectura.
 4. Cuando llega a la temperatura máxima, se escucharán 5 señales sonoras y el símbolo "°F" o "°C" dejará de destellar. Ahora se puede leer la temperatura y no cambiará cuando saque el termómetro.
- Nota: Este método produce una temperatura de hasta 0.6°C (1°F) más baja a una temperatura tomada por vía oral.**

Uso Rectal

Por lo general se emplea para bebés, niños pequeños o cuando es difícil tomar la temperatura por vía oral o debajo del brazo.




1. DEBE CUBRIR LA PUNTA DEL TERMÓMETRO CON UNA CUBIERTA DE Sonda DESECHABLE, DE UN SÓLO USO Y LUBRICARLA CON GEL SOLUBLE EN AGUA PARA FACILITAR SU INSERCIÓN. NO use vaselina. Lea la etiqueta del lubricante para asegurarse que está usando del tipo correcto. Cubierta de sonda no incluida. Las cubiertas de sonda desechables de un solo uso para termómetros digitales de varilla están disponibles para su compra en cadenas de tiendas minoristas y farmacias.
 2. Acueste al individuo de lado. Si el individuo es un bebé, la posición correcta para un bebé es acostado sobre su estómago con sus piernas colgadas hacia abajo, o en sus piernas o en el borde de una cama o una mesa cambiadora. Así se queda en posición el recto del bebe para insertar el termómetro fácilmente sin peligro.
 3. Inserta suavemente la punta del termómetro a NO MÁS DE 1/2 pulgada (1 cm) en el recto. Si encuentra resistencia, pare. Sujete el termómetro en su lugar durante la medición.
 4. Cuando llega a la temperatura máxima, se escucharán 5 señales sonoras y el símbolo "°F" o "°C" dejará de destellar. Ahora se puede leer la temperatura y no cambiará cuando saque el termómetro.
- Nota: Este método produce una temperatura de hasta 0.6°C (1°F) más alta a una temperatura tomada por vía oral.**

3. CARACTERÍSTICA FEVER INSIGHT™

Fever InSight™ le ayuda a entender mejor el significado de la temperatura de su hijo con el color mostrado en la pantalla. La pantalla mostrará Verde si no hay fiebre, Amarillo cuando la temperatura esté ligeramente elevada y una alerta Roja para fiebre alta. Consulte a su médico al evaluar la gravedad de la fiebre.

4. PARA APAGAR EL TERMÓMETRO

Apague el termómetro presionando el botón encendido / apagado. Si se le olvida apagarlo, el termómetro se apagará automáticamente después de 1.5 minutos.



Color	Rango (°F)	Rango (°C)	Significado
Verde	96.4-99.4	35.8-37.4	Normal
Amarillo	99.5-101.3	37.5-38.5	Fiebre
Rojo	101.4+	38.6+	Fiebre Alta

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie la punta de la sonda lavándola con jabón y agua tibia o desinfectándola con alcohol de uso externo (70% alcohol isopropílico).
- Seque con un paño suave.
- **NO PONGA A HERVIR O LAVAR EN LAVAVAJILLAS.** Esto hará que el termómetro deje de funcionar y anulará la garantía.
- No lave la unidad con ningún disolvente de pinturas o solvente químico.

PARA CAMBIAR LA PILA

El Termómetro Digital SpeedRead™ Vicks incluye una pila de larga duración. Cuando aparece un "V" que destella en el centro de la parte superior, la pila se está agotando y se tiene que reemplazar.

1. Usando una moneda, abra la tapa de la pila y saque con cuidado la pila con un instrumento no metálico.
2. Reemplace la pila con una pila 3V, CR1632 tipo óxido de plata o equivalente. Inserta la nueva pila con el lado positivo (+) hacia la tapa de la pila.
3. Vuelva a colocar con cuidado la tapa de la pila y, con una moneda, apriete la tapa.
4. Asegúrese que la tapa de la pila este completamente segura después de cambiar la pila.

Retire la pila del dispositivo si no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo para evitar daños en el termómetro como resultado de una fuga de la pila.

CUIDADO Y USO

Operar o almacenar fuera de estos rangos y dejar caer el termómetro puede afectar negativamente la medición y potencialmente dañar el termómetro:

- El entorno de operación debe estar entre 50°-104°F (10°-40°C).
- El entorno de operación y almacenamiento debe estar entre 15-95% de humedad relativa.
- Almacene entre -13°F y 140°F (-25°C y 60°C).
- Si la temperatura interna corporal es menor a la temperatura ambiente, la lectura puede verse afectada negativamente.

Para proteger el medio ambiente, deseche el producto y las pilas vacías en los sitios de recolección apropiados de acuerdo con las regulaciones nacionales o locales. Mantenga fuera del alcance de niños pequeños, adultos mayores y mascotas.

ESPECIFICACIONES

Presión atmosférica:	70kPa-106kPa
Duración de la pila:	500 lecturas después de almacenar durante 1 año o utilizar una vez cada dos días durante 2 años.
Rango de temperatura:	89.6-109.4°F (32.0-42.8°C) Si menos de 89.6°F (32.0°C), aparece "Lo". Si más de 109.4°F (42.8°C), aparece "Hi".
Señales Sonoras:	Cuando la temperatura más alta sea alcanzada, la unidad emitirá una señal sonora por aproximadamente 8 segundos. Para temperaturas superiores a los 101.3°F (38.5°C), se escuchará 5 veces la Señal sonora de Fiebre.
Mensajes de error:	Aparecerá el mensaje "Err" en la ventanilla en caso de mal funcionamiento y el termómetro se apagará después de un minuto.
Precisión en baño de agua:	+/-0.2°F (-17.7/-17.9) entre 96.0-107.6°F (35.5-42°C) a temperatura ambiente de 71°F (21.7°C).
La determinación de la precisión en un baño de agua requiere el acceso de un modo de prueba especial. No hay diferencia o corrección entre la lectura del baño de agua y la lectura predictiva para este termómetro. Por favor contacte a Kaz para obtener instrucciones relacionadas con el uso en el modo de baño de agua.	
Cumple con la norma ASTM E1112, Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy, 400 Donald Lynch Boulevard, Suite 300, Marlborough, MA 01752.	

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Por favor, conserve el recibo como comprobante y la fecha de compra. El recibo debe presentarse al realizar cualquier reclamación dentro del periodo de garantía correspondiente. Cualquier reclamación bajo la garantía no será válida sin un comprobante de compra. Su dispositivo tiene una garantía de un año (1 año) a partir de la fecha de entrega.

- A. La presente garantía limitada cubre la reparación o sustitución de todo producto con un defecto de fábrica o de mano de obra por un periodo de 1 año. Esta garantía excluye los daños ocasionados por el uso comercial, abusivo o desrazonable y los daños adicionales. Los fallos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE CUALQUIER CLASE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares, no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede que tenga otros. Esta garantía aplica únicamente al comprador original de este producto a partir de la fecha original de entrega.
- B. A su juicio, Kaz reparará o reemplazará este producto si se considera que sus materiales o su mano de obra son defectuosos dentro del periodo de garantía.
- C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por el uso no conforme con el presente manual de instrucciones.

Llame cada gratuita al 1-800-477-0457 o visite: VicksThermometers.com/contact-us. Por favor asegúrese de especificar el número de modelo.

NOTA: SI TIENE ALGÚN PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO SERVICIO AL CONSUMIDOR O CONSULTE LA GARANTÍA. NO DEVUELVA EL CALEFACTOR AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL TERMÓMETRO USTED MISMO, HACERLO PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O LESIONES PERSONALES.



IP67 - Hermético al polvo. Sin entrada de polvo. Protección contra inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 metro.



© 2026 Todos los Derechos Reservados. Distribuido por Kaz USA, Inc., una empresa de Helen of Troy, 400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752 www.VicksThermometers.com

Ciertas marcas registradas y utilizadas bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.

Fever InSight™ y SpeedRead™ son marcas registradas de Kaz Europe Sarl.

Protegido por patentes de E.U.A.: D535,898; 5,829,878

Hecho en Vietnam.