




- This thermometer is not intended for pre-term babies or small-for-gestational age newborn babies (birth to 4 weeks of age). Pre-term is defined as babies born before 37 weeks of gestation. Small-for-gestational-age is defined as a newborn baby, born at 37 weeks or later, with a weight below the 10th percentile for newborn babies of the same gestational age.
- This thermometer is not intended to interpret hypothermic temperatures. If the device displays a temperature of 97.5°F (36.4°C) or less with an LED backlight color of green or white, and the individual is exhibiting atypical symptoms or behaviors, contact your physician or health care professional.
- Temperature elevation may signal a serious illness, especially in neonates and infants, or adults who are old, frail, have a weakened immune system. Please seek professional advice immediately when there is a temperature elevation in:
 - Neonates and infants under 3 months (Consult your physician immediately if the temperature exceeds 99.4°F or 37.4°C).
 - Individuals having diabetes mellitus or a weakened immune system (e.g., HIV positive, cancer chemotherapy, chronic immunosuppressant treatment, splenectomy).
 - Individuals who are bedridden (e.g. paraplegia, quadriplegia, stroke, recovering from surgery, nursing home patient, chronic illness).
 - A transplant recipient (e.g., liver, heart, lung, kidney).
- **DO NOT** allow children to walk or run while using the thermometer.
- This thermometer contains small parts that can be swallowed or produce a choking hazard to children.
- **ALWAYS** keep the thermometer out of reach of children.

IP22: Protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter and larger. Protected against water drops falling vertically when the device is tilted up to 15°.

CHANGING THE DISPLAY FROM FAHRENHEIT (° F) OR CELSIUS (° C):

1. Make sure the thermometer is turned OFF.
2. Press and hold the blue SITE SELECTION button until C/F scale alternates on the display.
3. Release the SITE SELECTION button when the desired scale is shown (C or F).
4. The device will power off after 2 seconds.
5. After being turned ON again, the most recent temperature stored in memory will be displayed in the newly chosen scale.

TEMPERATURE READINGS

Temperature readings vary from person to person. Although there is no one “normal” temperature reading, a temperature, taken orally, ranging between 97°F and 100°F, is considered normal. A rectal temperature is generally 1°F higher and an underarm (axillary) temperature is generally 1°F lower than a temperature measurement taken orally. The best method to determine your own normal temperature is to use the thermometer when you are feeling well. Record your reading twice a day (early morning and late afternoon). Take the average of the two temperatures. This is considered your normal body temperature. Any variation from it may indicate some sort of illness and you should consult your physician.

BEFORE USE: Your Vicks RapidRead™ Digital Thermometer is a 3-in-1 thermometer for oral, rectal, or underarm use. Whichever method is used, it is recommended that for 15 minutes prior to use, avoid eating or drinking any liquids, exercising, taking showers or baths, or smoking.

CARE AND CLEANING

- The thermometer should be cleaned in between uses, as necessary after oral, underarm, or rectal measurements. Wash entire thermometer with soap and warm water until all visible soil is removed and let air dry. Single-use, disposable probe covers (not included) are not cleanable or reusable and should be discarded after being used for a temperature measurement.
- **DO NOT** boil or clean the thermometer in the dishwasher. Ensure that no liquid enters the interior of the thermometer.
- **NEVER** use abrasive cleaning agents, thinners, or benzene for cleaning, and never soak the device in water or other cleaning liquids.

DISINFECTING

- The thermometer should be disinfected in between uses, as necessary after oral, underarm, or rectal measurements. Wet a paper towel with 10% bleach solution, hold the tip of the device with the wet paper towel for 30 seconds, and then wipe towards the tip for approximately 3 minutes and 30 seconds. Rinse with water for 30 seconds and dry.

CARE & USE

Operating or storing outside these ranges may negatively impact the measurement and potentially damage the thermometer:

- Operating environment must be between 59°F -104°F.
- Operating and storage environment must be between 15-95% relative humidity.
- Store between -13°F and 122°F.
- If core body temperature is lower than ambient temperature the reading may be negatively impacted.



To protect the environment, dispose of empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations. Keep out of reach of young children, elderly, and pets.



CHANGING THE BATTERIES

The Vicks RapidRead™ Digital Thermometer features a long life battery. When the “**LOW**” appears and flashes in the center of the display, the battery is exhausted and needs replacing.

1. Using a coin, unlock the battery cover and carefully remove the battery with a non-metallic instrument.
2. Replace the battery with a 3V, CR2032 lithium type. Insert the new battery with the positive (+) side facing the battery cover.
3. Carefully replace the battery cover and, using a coin, tighten the cover.

SPECIFICATIONS

Battery Life:	More than 400 measurements or approximately 2 years if used every other day.
Temperature Range:	93.2-109.4°F.
Beeper:	Unit will beep when elevated temperature is reached. For temperatures over 99.4°F oral, 99.2°F underarm, or 100.3°F rectal, the audible Fever Signal will sound 5 times.
Error Messages:	Err will be displayed if too much movement or any odd behavior has taken place during a measurement. The display will read Err when the tip of the thermometer is being moved while taking a reading. The display will read Er1 when a malfunction occurs and the unit will power off after 1 minute. The display will read Er2 when the reading is outside the measurement temperature range. The display will read Er3 when the ambient temperature is outside the operating temperature range. Please see care and use for operating and storage environments.
Accuracy in Water-bath:	+/-0.2°F between 93.2-109.4°F at room temperature of 71°F. Determination of accuracy in a waterbath requires accessing a special test mode. There is no difference or correction between the waterbath reading and the predictive reading for this thermometer. Please contact Kaz for instructions related to use in waterbath mode.

Vicks RapidRead™ Digital Thermometer

VDT972USV4

This thermometer should be used by adults only. This thermometer is for Household Use only. **DO NOT** leave the device unattended with children under the age of 12.

⚠ WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.
This product contains a lithium button / coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the Vicks RapidRead™ Digital Thermometer with large screen display and Precision InSight™ feature, a professionally accurate instrument for faster and easier temperature taking. Please read these instructions carefully to ensure accurate temperatures and safe operation. When used properly, this high quality product will give you years of accurate, dependable service.

INDICATIONS FOR USE/INTENDED USE

The Vicks VDT972 RapidRead™ Digital Thermometer is a handheld, battery-powered, predictive, digital stick thermometer intended for the intermittent determination of human body temperature orally, rectally, or under the arm, in a home-use environment for people of all ages (infants, children, and adults).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician. Call or go to Emergency Room immediately if for any of the following:

- Fever in infants under 3 months: Any fever is urgent.
- Fever ≥104°F (40°C) at any age, especially if it repeats.
- Fever accompanied by severe symptoms such as trouble breathing, blue or grey lips/skin, unresponsiveness, seizures, stiff neck, severe headache, severe ear pain, unexplained rash, or repeated vomiting/diarrhea.
- **Regardless of temperature, seek urgent medical attention if the infant is hard to wake, feeding poorly, has breathing difficulties, appears unusually lethargic or inconsolable, or shows signs of dehydration.**

- **DO NOT** allow children to take their temperatures unattended.
- **DO NOT** allow children to walk or run during temperature taking.
- This thermometer is intended for household use only. This product is not intended to diagnose any disease, but is a useful screening tool for temperature. Use of this thermometer is not intended as a substitute for consultation with your physician.
- Consult a physician immediately if temperature is elevated and fever is suspected. High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children.
- Parents/guardians should call the physician upon noticing any untoward sign(s) or symptom(s). For example, a child who exhibits irritability, vomiting, diarrhea, dehydration, changes in appetite or activity, even in the absence of fever, or who exhibits a low temperature, may still need to receive medical attention. Children who are on antibiotics, analgesics, or antipyretics should not be assessed solely on temperature readings to determine the severity of their illness.
- Keep out of reach of children. **DO NOT** leave children unattended when obtaining temperature measurement.
- **NEVER** use the thermometer for purposes other than those for which it has been intended. Please follow the general safety precautions when using on children.
- **DO NOT** use the thermometer if there are signs of damage on the probe or on the thermometer itself. If damaged, **DO NOT** attempt to repair the product.

Termómetro Digital RapidRead™ de Vicks

VDT972USV4

Este termómetro debe ser utilizado sólo por adultos. Este termómetro es sólo para Uso Doméstico. **NO** deje el dispositivo desatendido con niños menores de 12 años.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de Quemaduras Químicas. Mantenga las pilas alejadas de los niños.

Este producto contiene una pila tipo botón/moneda de litio. Si una pila tipo botón/moneda de litio nueva o usada se ingiere o entra al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan sólo 2 horas. Siempre asegure completamente el compartimiento de la pila. Si el compartimiento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse ingerido o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar el Termómetro Digital RapidRead™ de Vicks con pantalla grande y la función Precision InSight™, un instrumento profesionalmente preciso para una toma de temperatura más rápida y más fácil. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para asegurar temperaturas precisas y un funcionamiento seguro. Cuando se usa correctamente, este producto de alta calidad le proporcionará años de servicio preciso y confiable.

INDICACIONES DE USO/USO PREVISO

El termómetro digital RapidRead™ VDT972 de Vicks es un termómetro de varilla digital, de pilas y predictivo, diseñado para la determinación intermitente de la temperatura corporal humana por vía oral, rectal o bajo el brazo, en un ambiente de uso doméstico para personas de todas las edades (infantes, niños y adultos).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Una fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en niños pequeños. Por favor, contacte a su médico. Llame o acuda a la Sala de Emergencias de inmediato si ocurre cualquiera de los siguientes casos:

- Fiebre en bebés menores de 3 meses: Cualquier tipo de fiebre es urgente.
- Fiebre ≥40°C (104°F) a cualquier edad, especialmente si es recurrente.
- La presencia de fiebre acompañada de síntomas graves como dificultad para respirar, labios/piel azulados o grisáceos, falta de respuesta, convulsiones, cuello rígido, dolor de cabeza intenso, dolor de oído severo, sarpullido inexplicable o vómito/diarrea persistente.
- **Independientemente de la temperatura, busque atención médica urgente si el bebé tiene dificultad para despertarse, se alimenta mal, tiene problemas para respirar, parece inusualmente letárgico o inconsolable, o muestra signos de deshidratación.**
- **NO** se debe permitir que los niños tomen su temperatura sin supervisión.
- **NO** se debe permitir que los niños caminen ni corran mientras que se les está tomando la temperatura.
- Este termómetro está diseñado sólo para uso doméstico. Este producto no está diseñado para diagnosticar ninguna enfermedad, pero es una herramienta útil para detectar la temperatura. El uso de este termómetro no está diseñado como sustituto de la consulta con su médico.
- Consulte inmediatamente a un médico si la temperatura es elevada y se sospecha fiebre. La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de los niños pequeños.
- Los padres/tutores legales deben llamar al médico si notan signos o síntomas no deseados. Por ejemplo, un niño que presente irritabilidad, vómito, diarrea, deshidratación, cambios en el apetito o actividad, incluso con ausencia de fiebre, o que presente una temperatura baja, puede que todavía necesite recibir atención médica. Los niños que estén recibiendo tratamiento con antibióticos, analgésicos, o antipiréticos no deben ser evaluados únicamente mediante la medición de la temperatura para determinar la gravedad de su enfermedad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. **NO** deje a los niños sin supervisión mientras obtiene la medición de la temperatura.
- **NUNCA** utilice el termómetro para fines distintos a aquellos para los que ha sido diseñado. Siga las precauciones generales de seguridad cuando lo use en niños.
- **NO** utilice el termómetro si hay señales de daño en la sonda o en el propio termómetro. Si está dañado, **NO** intente reparar el producto.
- Este termómetro no está diseñado para bebés prematuros, ni para bebés recién nacidos pequeños para la edad gestacional (desde el nacimiento hasta las 4 semanas de edad). Prematuro se define como un bebé nacido antes de las 37 semanas de gestación. Pequeño para la edad gestacional se define como un bebé recién nacido, nacido a las 37 semanas o después, con un peso por debajo del percentil 10 para los bebés recién nacidos de la misma edad gestacional.
- Este termómetro no está diseñado para interpretar temperaturas hipotérmicas. Si el dispositivo muestra una temperatura de 36.4°C (97.5°F) o menor con una luz de fondo LED de color verde o blanca, y el individuo presenta síntomas o comportamientos atípicos, contacte a su doctor o profesional de la salud.
- La elevación de la temperatura puede indicar una enfermedad grave, especialmente en neonatos y lactantes, o adultos de la tercera edad, personas débiles o con un sistema inmunitario debilitado. Busque asesoramiento profesional de inmediato cuando haya una elevación de temperatura en:
 - Neonatos y lactantes menores de 3 meses (Consulte a su médico de inmediato si la temperatura supera los 37.4 °C o 99.4 °F).
 - Personas con diabetes mellitus o con un sistema inmunitario debilitado (p.ej., VIH positivo, quimioterapia contra el cáncer, tratamiento inmunosupresor crónico, esplenectomía).
 - Personas postradas en cama (p.ej. paraplejia, quadriplejia, accidente cerebrovascular, recuperación de una cirugía, paciente de asilo de ancianos, enfermedad crónica).
 - Receptor de trasplante (p.ej, hígado, corazón, pulmón, riñón).
- **NO** permita que los niños caminen o corran mientras usan el termómetro.
- Este termómetro contiene piezas pequeñas que se pueden tragar o producir un riesgo de asfixia para los niños.
- Mantenga **SIEMPRE** el termómetro fuera del alcance de los niños.

IP22: Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y más grandes. Protegido contra la caída vertical de gotas de agua cuando el dispositivo está inclinado hasta 15°.

CAMBIAR LA PANTALLA A FAHRENHEIT (° F) O CELSIUS (° C):

1. Asegúrese que el termómetro esté APAGADO.
2. Presione y sostenga el botón azul de SELECCIÓN DE ÁREA hasta que alterne la escala de C/F en la pantalla.
3. Suelte el botón de SELECCIÓN DE ÁREA cuando se muestre la escala deseada (C o F).
4. El dispositivo se apagará después de 2 segundos.
5. Después de volverlo a ENCENDER, la temperatura más reciente almacenada en la memoria será exhibida en la nueva escala elegida.

LECTURAS DE TEMPERATURA

Las lecturas de temperatura varían de persona a persona. Aunque no hay una lectura de temperatura “normal”, una temperatura, tomada oralmente, que oscila entre 97°F (36°C) y 100°F (37.8°C), es considerada normal. Una temperatura rectal es generalmente 1°F más alta y una temperatura bajo el brazo (axilar) es generalmente 1°F más baja que una medición de temperatura tomada por vía oral. El mejor método para determinar su propia temperatura normal es usar el termómetro cuando se sienta bien. Registre su lectura dos veces al día (temprano en la mañana y al anochecer). Tome el promedio de las dos temperaturas. Esto se considera su temperatura corporal normal. Cualquier variación de la misma puede indicar algún tipo de enfermedad y debe consultar a su médico.

ANTES DE USAR: Su Termómetro Digital RapidRead™ de Vicks es un termómetro 3 en 1 para uso oral, rectal o axilar. Cualquiera que sea el método utilizado, se recomienda que 15 minutos antes de usarlo, evite comer o beber líquidos, hacer ejercicio, tomar duchas o baños, o fumar.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Este termómetro debe limpiarse entre usos, según sea necesario después de mediciones orales, axilares o rectales. Lave todo el termómetro con jabón y agua tibia hasta que se elimine toda la suciedad visible y deje secar al aire. Las cubiertas de sonda desechables de un solo uso (no incluidas) no se pueden limpiar, ni reutilizar y deben desecharse después de usarse para la medición de la temperatura.
- **NO** hierva o lave el termómetro en el lavavajillas. Asegúrese que no entre ningún líquido en el interior del termómetro.
- **NUNCA** use productos de limpieza abrasivos, diluyentes, o benceno para limpiarlo, y nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos de limpieza.

DESINFECCIÓN

- El termómetro debe desinfectarse entre cada uso, según sea necesario, después de las mediciones orales, axilares o rectales. Moje una toalla de papel con una solución de cloro al 10%, sostenga la punta del dispositivo con la toalla de papel mojada durante 30 segundos, y luego limpie hacia la punta por aproximadamente 3 minutos y 30 segundos. Enjuague con agua durante 30 segundos y seque.

CUIDADO Y USO

Operar o almacenar fuera de estos rangos puede afectar negativamente la medición y potencialmente dañar el termómetro:

- El ambiente de operación debe estar entre los 15-40°C.
- El ambiente de operación y almacenamiento debe estar entre el 15-95% de humedad relativa.
- Almacene entre -25°C y 50°C.
- Si la temperatura corporal es menor a la temperatura ambiente la lectura puede ser afectada negativamente.



Para proteger el medio ambiente, deseché las pilas vacías en áreas de recolección adecuadas en conformidad con las regulaciones locales o nacionales. Mantenga fuera del alcance de niños pequeños, adultos mayores y mascotas.



CAMBIAR LAS PILAS

El Termómetro Digital RapidRead™ de Vicks cuenta con una pila de larga duración. Cuando aparezca “**LOW**” y parpadee en el centro de la pantalla, la pila está agotada y necesita ser reemplazada.

1. Utilizando una moneda, abra la tapa de la pila y retire cuidadosamente la pila con un instrumento no metálico.
2. Reemplace la pila de litio tipo botón CR2032 de 3V~. Inserte la pila nueva con el lado positivo (+) hacia la tapa de la pila.
3. Cuidadosamente vuelva a colocar la tapa de la pila y, utilizando una moneda, apriete la tapa.

ESPECIFICACIONES

Vida Útil de la Pila:	Más de 400 mediciones o aproximadamente 2 años si se usa cada dos días.
Rango de Temperatura:	93.2-109.4°F (34-43°C).
Señal Sonora:	La unidad emitirá un pitido cuando se alcance una temperatura elevada. Para temperaturas superiores a 37.4°C oral, 37.3°C axilar, o 37.9°C rectal, la Señal de Fiebre audible sonará 5 veces.
Mensajes de Error:	Err se mostrará si se ha producido demasiado movimiento o cualquier comportamiento extraño durante una medición. La pantalla leerá Err cuando la punta del termómetro esté siendo movida mientras toma una lectura. La pantalla leerá Er1 cuando ocurra un mal funcionamiento y la unidad se apagará después de 1 minuto. La pantalla leerá Er2 cuando la lectura esté fuera del rango de temperatura de medición. La pantalla leerá Er3 cuando la temperatura ambiente esté fuera del rango de temperatura de funcionamiento. Por favor, consulte cuidados y usos para ambientes de operación y almacenamiento.
Precisión en Baño María:	+/-0.2°C entre 34-42°C a temperatura ambiente de 21.7°C. La determinación de la precisión en un baño maría requiere el acceso a un modo de prueba especial. No hay diferencia ni corrección entre la lectura del baño maría y la lectura predictiva de este termómetro. Por favor contacte a Kaz para obtener instrucciones relacionadas con el uso del modo de baño maría.



IMPORTANT: Before first use, remove label from the display.
IMPORTANT: Antes de usar por primera vez, quite la etiqueta de la pantalla.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8

OPERATING YOUR VICKS RAPIDREAD™ DIGITAL THERMOMETER

Tip: For fastest measurements, complete steps 1 and 2 before inserting the thermometer.

1. TURNING THE UNIT ON

- Turn unit on by pressing the On/Off button (Fig. 1).
- A beep will sound and the display will flash Red/Yellow/Green for 1 second.
- Wait for unit to get ready
 - The display will perform a self-test (Fig. 2).
 - The display will show last measurement for 2 seconds (Fig. 3).
 - After last measurement is displayed, the display will enter ready mode (Fig. 4).

2. SELECTING A TEMPERATURE MEASUREMENT SITE

- After the last memory is displayed, the thermometer enters the site selection mode.
- The site selection icons will cycle from oral to underarm to rectal. (Fig. 4).
- When the icon displays the desired measurement site, press and release the blue SITE SELECTION button (Fig. 5).
- The chosen site will flash for 3 seconds and then display the ready screen (Fig. 6). You may now take a reading at the site you selected.
- You may choose an alternate site by pressing the site selection button again (Fig. 5) at any time during the 3 second confirmation period.

WARNING: For accurate readings, you must match the site selected on the thermometer with the measurement site on the patient.

3. TAKING A TEMPERATURE MEASUREMENT

Oral Use:

- An optional single-use, disposable probe cover may be used on the thermometer tip. Disposable probe covers are **not included** and are available for purchase at retail stores and pharmacies.
- Place thermometer under the tongue. It is important to place the tip of the thermometer well under the tongue to get a good, accurate reading (Fig. 7). Place sensor tip in areas marked with “✓”. Keep mouth closed and sit still to help ensure an accurate measurement.
- When the measurement is complete, two beeps will sound. You may then remove the thermometer. The thermometer will then beep with the displayed reading.
- If used, dispose of the probe cover and clean the thermometer tip as recommended.

Under-the-arm (Axillary) Use: This method is used for babies and young children.

- An optional single-use, disposable probe cover may be used on the thermometer tip. Disposable probe covers are **not included** and are available for purchase at retail stores and pharmacies.
- Dry the underarm with a towel before measuring.
- Place the probe tip under the arm so the tip is touching the skin and position your arm next to your body (Fig. 8). With a young child, it is sometimes helpful to hug the child to keep their arm next to their body. This ensures that the room air does not affect the reading.
- When the measurement is complete, two beeps will sound. You may then remove the thermometer. The thermometer will then beep with the displayed reading.
NOTE: This method may produces a temperature 1°F lower than a temperature taken orally.
- If used, dispose of the probe cover and clean the thermometer tip as recommended.

Rectal Use: Commonly used for babies, young children, or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.

- An optional single-use, disposable probe cover may be placed over the thermometer tip before use. For easier insertion, lubricate the probe cover or thermometer tip with a water-soluble jelly. Do not use petroleum jelly. Read the lubricant label to ensure you are using the appropriate type. Disposable probe covers are **not included** and are available for purchase at retail stores and pharmacies.
- Lay the individual being measured on his/her side. If the individual is an infant, the proper position for a baby is to lay on its stomach with legs hanging down, either across your knees or at the edge of a bed or changing table. This positions the infant's rectum for safe and easy insertion of the thermometer.
- Gently insert the tip of the thermometer NO MORE THAN 1/2 inch into the rectum. If you detect resistance, stop. Hold the thermometer in place during measurement.
- When the measurement is complete, two beeps will sound. You may then remove the thermometer. The thermometer will then beep with the displayed reading.
NOTE: This method produces a temperature approximately 1°F higher than a temperature taken orally.
- If used, dispose of the probe cover and clean the thermometer tip as recommended.

4. SET A PREFERRED TEMPERATURE MEASUREMENT SITE

To save a preferred temperature measurement site, so that the preferred site will be automatically selected when the thermometer is turned ON, follow these steps.

- Make sure the thermometer is turned OFF.
- Press and hold the blue SITE SELECTION button and, without releasing it, then press and hold the gray POWER button. Release both buttons when the site selection icon appears with 3 flashing dots.
- Press the SITE SELECTION button until the desired temperature measurement site is selected.
- Wait 4 seconds for the site indicator dot to stop flashing.
- Press the POWER button to turn the thermometer OFF.
- The preferred temperature measurement site will be automatically selected when the thermometer is turned ON.
NOTE: With a preferred temperature measurement site selected, an alternate temperature measurement site can still be selected during each use by pressing the blue SITE SELECTION button when the site selection icon appears after the thermometer is turned ON.
- To remove the preferred temperature measurement site setting, open the battery door, remove the battery and reinsert it.
IMPORTANT: To ensure accurate readings, you must always take a temperature reading at the site on the individual that corresponds to the site selected on the thermometer (oral, underarm, or rectal).

5. PRECISION INSIGHT™ FEATURE

Precision InSight™ helps you to better understand the meaning of your child's temperature with the color indicated on the display. The screen displays Green if no fever, Yellow if fever, and Red if high fever. With Precision InSight™, the screen color is customized based upon the measurement site as shown on the chart to the right.

6. TURNING THE UNIT OFF

Turn the thermometer off by pressing the On/Off button. If you forget to turn it off, the thermometer will automatically turn off after approximately 30 seconds.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all Instructions before attempting to use this product. Please retain the receipt as proof of and date of purchase. The receipt must be presented when making any claim within the relevant warranty period. Any claim under the warranty will not be valid without a proof of purchase. Your device is warrantied for one year (1 year) from date of delivery.

A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of delivery.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free at 1-800-477-0457 or visit: VicksThermometers.com/contact-us. Please be sure to specify a model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE THERMOMETER HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.



© 2026 All rights reserved.
Distributed by Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company,
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752 • www.VicksThermometers.com

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Precision InSight™ and RapidRead™ are trademarks owned by Kaz Europe Sàrl.

Protected by U.S. patents D535,898

Made in Vietnam.

Consult your doctor when assessing the severity of fever.

Site	Temperature Ranges and Meaning		
Oral	96.4 - 99.4 °F 35.8 - 37.4 °C	99.5 - 101.3 °F 37.5 - 38.5 °C	101.4+ °F 38.6+ °C
Under-arm	96.2 - 99.2 °F 35.7 - 37.3 °C	99.3 - 101.1 °F 37.4 - 38.4 °C	101.2+ °F 38.5+ °C
Rectal	97.3 - 100.3 °F 36.3 - 37.9 °C	100.4 - 102.2 °F 38.0 - 39.0 °C	102.3+ °F 39.1+ °C
	Normal (Green)	Fever (Yellow)	High Fever (Red)

FUNCIONAMIENTO DE SU TERMÓMETRO DIGITAL RAPIDREAD™ DE VICKS

Consejo: para mediciones más rápidas, complete los pasos 1 y 2 antes de insertar el termómetro.

1. ENCENDER LA UNIDAD

- Encienda la unidad presionando el botón de Encendido/Apagado (Fig. 1).
- Se escuchará una señal sonora y la pantalla parpadeará en Rojo/Amarillo/Verde durante 1 segundo.
- Espere a que la unidad esté lista
 - La pantalla realizará una autocomprobación (Fig. 2).
 - La pantalla mostrará la última medición durante 2 segundos (Fig. 3).
 - Después de que se muestre la última medición, la pantalla entrará en modo listo (Fig. 4).

2. SELECCIONAR EL ÁREA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

- El termómetro entrará en el modo de selección de área después de mostrar la última memoria.
- Los iconos de selección de sitio circularán de oral a axilar a rectal. (Fig. 4).
- Cuando el icono muestre el área de medición deseada, presione y suelte el botón azul de SELECCIÓN DE ÁREA (Fig. 5).
- El área elegida parpadeará durante 3 segundos y luego se mostrará la pantalla de dispositivo listo (Fig. 6). Ahora puede tomar una lectura en el área que seleccionó.
- En cualquier momento puede elegir un área alternativa presionando nuevamente el botón de selección de área (Fig. 5) durante el periodo de confirmación de 3 segundos.

ADVERTENCIA: Para lecturas precisas, deben coincidir el área seleccionada en el termómetro con el área de medición en el paciente.

3. TOMAR UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Uso Oral

- Opcionalmente, se puede usar una cubierta de sonda desechable y de un solo uso en la punta del termómetro. Las cubiertas de sonda desechables **no están incluidas** y se pueden comprar en tiendas de autoservicio y farmacias.
- Coloque el termómetro debajo de la lengua. Es importante colocar bien la punta del termómetro debajo de la lengua para obtener una lectura buena y precisa (Fig. 7). Coloque la punta del sensor en las áreas marcadas con “✓”. Mantenga la boca cerrada y no se mueva para ayudar a asegurar una medición precisa.
- Cuando la medición esté completa, se escucharán dos pitidos. Puede entonces retirar el termómetro. El termómetro luego emitirá un pitido con la lectura visualizada.
- En caso de haberla usado, deseché la cubierta de la sonda y limpie la punta del termómetro de acuerdo con las instrucciones.

Uso Bajo el Brazo (Axilar): Este método se utiliza para bebés y niños pequeños.

- Opcionalmente, se puede usar una cubierta de sonda desechable y de un solo uso en la punta del termómetro. Las cubiertas de sonda desechables **no están incluidas** y se pueden comprar en tiendas de autoservicio y farmacias.
- Seque el área debajo del brazo con una toalla antes de realizar la medición
- Coloque la punta de la sonda debajo del brazo para que la punta toque la piel y coloque el brazo junto a su cuerpo (Fig. 8). Con un niño pequeño, a veces es útil abrazar al niño para mantener su brazo a un lado de su cuerpo. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura.
- Cuando la medición esté completa, se escucharán dos pitidos. Puede entonces retirar el termómetro. El termómetro luego emitirá un pitido con la lectura visualizada.
NOTA: Este método produce una temperatura 1° más baja que una temperatura tomada oralmente.
- En caso de haberla usado, deseché la cubierta de la sonda y limpie la punta del termómetro de acuerdo con las instrucciones.

Uso Rectal: Comúnmente se utiliza para bebés, niños pequeños, o cuando se dificulta tomar una temperatura oral o axilar.

- Opcionalmente, se puede usar una cubierta de sonda desechable y de un solo uso en la punta del termómetro antes de su uso. Para facilitar la inserción, lubrique la cubierta de la sonda o la punta del termómetro con un gel hidrosoluble. No use vaselina. Lea la etiqueta del lubricante para asegurarse de usar el tipo adecuado. Las cubiertas de sonda desechables **no están incluidas** y se pueden comprar en tiendas de autoservicio y farmacias.
- Acueste de lado a la persona que se le realizará la medición. Si la persona es un bebé, la posición apropiada para un bebé es acostado sobre su estómago con las piernas colgando hacia abajo, ya sea a través de sus rodillas o en el borde de la cama o cambiador. Esto acomoda el recto del bebé para una inserción segura y fácil del termómetro.
- Inserte suavemente la punta del termómetro NO MÁS DE 1/2 pulgada (1 cm) en el recto. Si detecta resistencia, deténgase. Sostenga el termómetro en su lugar durante la medición.
- Cuando la medición esté completa, se escucharán dos pitidos. Puede entonces retirar el termómetro. El termómetro luego emitirá un pitido con la lectura visualizada.
NOTA: Este método produce una temperatura aproximadamente 1°F más alta que una temperatura tomada oralmente.
- En caso de haberla usado, deseché la cubierta de la sonda y limpie la punta del termómetro de acuerdo con las instrucciones.

4. ESTABLECER UN ÁREA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA PREFERIDA

Para guardar un área de medición de temperatura preferida, de modo que el área preferida se seleccione automáticamente cuando el termómetro esté ENCENDIDO, siga estos pasos.

- Asegúrese que el termómetro esté APAGADO.
- Presione y mantenga presionado el botón azul de SELECCIÓN DE SITIO y, sin soltarlo, luego presione y mantenga presionado el botón gris de ENCENDIDO. Deje de presionar ambos botones cuando aparezca el icono de selección de sitio con 3 puntos intermitentes.
- Presione el botón de SELECCIÓN DE ÁREA hasta que se seleccione el área de medición de temperatura deseada.
- Espere 4 segundos para que el punto del indicador del área deje de parpadear.
- Presione el botón de ENCENDIDO para APAGAR el termómetro.
- El área de medición de temperatura preferida se seleccionará automáticamente cuando el termómetro se ENCIENDA.
NOTA: Con un área de medición de temperatura preferida seleccionada, se puede seguir seleccionando un área de medición de temperatura alternativa durante cada uso presionando el botón azul de SELECCIÓN DE ÁREA cuando el icono de selección de área aparezca después de ENCENDER el termómetro.
- Para quitar el ajuste de área de medición de temperatura preferida, abra la tapa de la pila, retire la pila y vuelva a insertarla.
IMPORTANT: Para asegurar lecturas precisas, debe siempre tomar una lectura de la temperatura en el área en la persona que corresponda al área seleccionada en el termómetro (oral, axilar, o rectal).

5. FUNCIÓN DE Precision InSight™

Precision InSight™ le ayuda a entender mejor el significado de la temperatura de su hijo con el color indicado en la pantalla. La pantalla muestra Verde si no hay fiebre, Amarillo si hay fiebre, y Rojo si hay fiebre alta. Con Precisión InSight™, el color de la pantalla se personaliza basado en el sitio de medición como se muestra en la gráfica de la derecha.

6. APAGAR LA UNIDAD

Apague el termómetro presionando el botón de Encendido/Apagado. Si se le olvida apagarlo, el termómetro se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones. Por favor, conserve el recibo como comprobante y la fecha de compra. El recibo debe presentarse al realizar cualquier reclamación dentro del periodo de garantía correspondiente. Cualquier reclamación bajo la garantía no será válida sin un comprobante de compra. Su dispositivo tiene una garantía de un año (1 año) a partir de la fecha de entrega.

A. La presente garantía limitada cubre la reparación o sustitución de todo producto con un defecto de fábrica o de mano de obra por un período de 1 año. Esta garantía excluye los daños ocasionados por el uso comercial, abusivo o desazonable y los daños adicionales. Los fallos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FROTUITOS O INDIRECTOS DE CUALQUIER CLASE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares, no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede que tenga otros, que varía de un lugar a otro. La presente garantía sólo es válida para el comprador original del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su juicio, Kaz reparará o reemplazará este producto si se considera que sus materiales o su mano de obra son defectuosos dentro del período de garantía.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por el uso no conforme con el presente manual de instrucciones. Llámenos lada gratuita al 1-800-477-0457 o visite: VicksThermometers.com/contact-us.

Llame lada gratuita al 1-800-477-0457 o visite: VicksThermometers.com/contact-us. Por favor asegúrese de especificar el número de modelo.

NOTA: SI TIENE ALGÚN PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO SERVICIO AL CONSUMIDOR O CONSULTE LA GARANTÍA. NO DEVUELVA EL CALEFACTOR AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL TERMÓMETRO USTED MISMO, HACERLO PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O LESIONES PERSONALES.



© 2026 Todos los derechos reservados.
Distribuido por Kaz USA, Inc., una empresa de Helen of Troy Company,
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752 • www.VicksThermometers.com

Ciertas marcas comerciales son utilizadas bajo licencia de The Procter & Gamble Company y sus afiliados.

Precision InSight™ y RapidRead™ son marcas registradas propiedad de Kaz Europe Sàrl.

Protegidos por las patentes de EE.UU. D535,898

Hecho en Vietnam.

Consulte a su médico para evaluar la gravedad de la fiebre.

Área	Rangos de Temperatura y Significados		
Oral	96.4 - 99.4 °F 35.8 - 37.4 °C	99.5 - 101.3 °F 37.5 - 38.5 °C	101.4+ °F 38.6+ °C
Axilar	96.2 - 99.2 °F 35.7 - 37.3 °C	99.3 - 101.1 °F 37.4 - 38.4 °C	101.2+ °F 38.5+ °C
Rectal	97.3 - 100.3 °F 36.3 - 37.9 °C	100.4 - 102.2 °F 38.0 - 39.0 °C	102.3+ °F 39.1+ °C
	Normal (Verde)	Fiebre (Amarillo)	Fiebre alta (Rojo)