



SinusInhaler

Personal Steam Inhaler

Use and Care Manual



- ♥ Comforting treatment in minutes
- ♥ Adjustable steam output

The Vicks Steam Inhaler provides a steady flow of warm, moist air into the nose and throat for temporary relief. If you have any questions about the operation of this Steam Inhaler, call our toll-free Consumer Relations line at 1-800-VAPOR-1-2 or visit: www.VicksHumidifiers.com/contact-us.

IMPORTANT!
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model
VIH200 Series

⚠️ Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

⚠️ WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

⚠️ DANGER To reduce the risk of electric shock:

- 1. ALWAYS** turn off and unplug this product immediately after using.
- 2. DO NOT** use while bathing.
- 3. DO NOT** place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. The appliance should always be placed on a firm, flat, waterproof and heat resistant surface. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is out of the way to prevent the appliance from being overturned.
- 4. DO NOT** place in or drop into water or other liquid.
- 5. DO NOT** reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

⚠️ WARNING To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

- 6.** The product should never be left unattended when plugged in.
- 7.** Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near those who are physically challenged. **Keep out of reach of children.**
- 8.** Use this product only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
- 9. NEVER** operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water.
- 10.** Keep the cord away from heated surfaces.
- 11. ⚠️ CAUTION: NEVER** move or disassemble the appliance while in use. It can spill hot water if tilted, shaken, or overturned which may lead to injury or burns.
- 12. DO NOT** use appliance while sleepy or drowsy.

- 13. DO NOT** use in area where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- 14. NEVER** block the air openings and vents of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings and vents may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other materials.
- 15. NEVER** drop or insert any object into any opening or vent.
- 16.** Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. **DO NOT** overfill. **DO NOT** fill with mask installed. Only pour water directly into Water Reservoir.
- 17.** The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
- 18. ⚠️ CAUTION:** To avoid fire or electric shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet. **DO NOT** use an extension cord or a power strip.
- 19.** The appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug the appliance before moving. Plug and unplug appliance with dry hands. **NEVER** pull by the cord to unplug.
- 20. DO NOT** operate the appliance without water.
- 21. DO NOT** lift the appliance by the Mask. Lift only by the Base.
- 22.** Appliance requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.
- 23. NEVER** add any essential oils, medications or inhalant liquids to the Water Reservoir, such as Vicks VapoSteam.

- 24. DO NOT** touch skin with exposed Vicks VapoPads or place on furniture, fabrics, bedding or plastics.
- 25. DO NOT** operate outdoors. This appliance is intended for indoor use.

- 26. DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this appliance. Doing so will void your warranty.
- 27.** For residential use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Accessories

Vicks VapoPads


(One Menthol VapoPad Sample Included)

Vicks VapoPads are designed to work with your Steam Inhaler to provide soothing vapors to complement your steam therapy efforts. The Steam Inhaler accepts up to two Vicks VapoPads. Enjoy up to 8 hours of soothing comfort per pad. Menthol scent: VSP-19 Series



Vicks Sinus Inhaler

1. Mask
2. VapoPad Tray
3. Top Housing
4. Steam Disk Controls
5. Base
6. Water Reservoir
7. Power Level Switch
8. Vents
9. Heating Element




The Vicks Steam Inhaler provides a steady flow of warm, moist air directly to the nose and throat for temporary relief.







Using Your Personal Steam Inhaler

1. Fully unravel cord. Failure to do so could cause overheating and possible fire hazard. **DO NOT** use with extension cords or power strip. Place Inhaler on a flat, stable surface for use.
2. Unlock the Top Housing from the Base by twisting the Top Housing counter clockwise. When fully unlocked, the arrow ▼ on the Top Housing will align with the unlock symbol on the Base. Lift the Top Housing straight up and set aside.
3. Fill Water Reservoir with up to 2.5 tablespoons (40 mL) of cool tap water. **DO NOT** fill above Heating Element. Use with water only. **DO NOT** add any essential oils, medication or inhalant liquids such as Vicks VapoSteam to the Water Reservoir. An unsafe condition may result if anything is added to the water.
4. Place Top Housing on the Base and twist clockwise to lock. When fully locked, you will feel a click and the arrow ▼ on the Top Housing will align with the lock symbol on Base.
5. Place Mask on Top Housing and gently push down to ensure Mask is secure.

CAUTION: NEVER move, lift, shake or tilt the Inhaler while it is in use or while it contains hot water. **DO NOT** remove the Mask or Top Housing after turning ON the Inhaler. Steam is produced by boiling water; tilting or shaking unit can cause water to spill and possible burns.



CAUTION: DO NOT block any vents.

6. Connect cord to electrical outlet. **DO NOT** use with extension cord or power strip.
7. Turn power switch to High/Start  to start. The Indicator Light will illuminate. The Steam Inhaler will take approximately 3 minutes to begin making steam on high setting. Use caution, the Water Reservoir and mist will become hot.
8. Place your face over the Mask. **DO NOT** rest your face on the Mask. Breathe normally through your nose and mouth, inhaling steam into your nasal and throat passages. Continue treatment for five to fifteen minutes.



Using Your Personal Steam Inhaler (continued)



9. Adjusting steam output and intensity:

A: Steam Output: For More Steam output and faster steam, use the High Power Setting . For less steam output switch the power switch to the Low Power Setting .

B: Steam Intensity: For more steam flow into the mask, turn the steam disk control clockwise. Turn steam disk counter clockwise to reduce steam intensity.

10. When treatment is complete, move Power Switch to the OFF position. The Indicator Light will go out. Disconnect plug from electrical outlet. Allow the appliance to cool for at least 20 minutes before moving or refilling it (see Care and Cleaning section). **DO NOT** operate Steam Inhaler when empty.

NOTE: Steam Inhaler will automatically shut-off when water runs out. If this happens, move Power Switch to OFF position and unplug unit.



Using Vicks VapoPads




Your Vicks Steam Inhaler can be used with Vicks VapoPads, to provide up to 8 hours of soothing vapors. A free sample of the menthol VapoPad is included with your device.

To use your unit with scent pads, ensure that the unit is OFF and follow these instructions:

1. Gently slide out the VapoPad Tray from the back of the Top Housing. **NOTE:** Only slide Tray out. **DO NOT** attempt to detach the Tray from the Top Housing.
2. Open VapoPad sachet by tearing notch on pad bag. **DO NOT** touch pad with hands. If pad is touched, **DO NOT** rub face or eyes as it may cause irritation.
3. Insert Vicks VapoPad with angled end at the front of the tray. Up to two scent pads can be inserted, one in each slot of the VapoPad Tray. Push VapoPad Tray in to close.
4. When the VapoPad is dried and no longer providing scent, discard.

NOTE: DO NOT operate Steam Inhaler if VapoPad Tray is missing or not secured.

This Steam Inhaler (with or without Vicks VapoPads) is not recommended for use by children.




Using Vicks VapoPads (continued)

VapoPads Precautions:

- Not recommended for infants under 10 lbs (4.5 kg).
- For children between 10-22 lbs (4.5-10 kg) **DO NOT** use more than 2 pads in a 24 hour period.

Scent Pad Ingredients: VSP-19 Series: Eucalyptus Oil, Menthol, Glycol, Cedar Leaf Oil & Others.

Care and Cleaning

 **CAUTION: ALWAYS** disconnect the plug from the electrical outlet and let the Steam Inhaler cool down for at least 20 minutes before cleaning.

After Each Use

1. Remove Mask and Top Housing and wipe dry with a clean cloth or paper towel.
2. If any water is left in the Water Reservoir, pour water out and wipe Reservoir and Base with a dry, clean cloth or paper towel. **NEVER** immerse the Base in water or any other liquid.
3. Replace Top Housing and Mask; store in a cool, dry place.

Weekly Maintenance

1. Remove Mask and Top Housing.
2. Pour 2.5 tablespoons (40mL) of undiluted distilled white vinegar into the Water Reservoir and let sit for 10 minutes.
3. Empty the distilled white vinegar and rinse out Water Reservoir with fresh, clean tap water. Use caution to not let water get into the electrical areas.
4. Dry the Water Reservoir and Base with a clean cloth or paper towel.
5. Wash Mask with mild soap and warm water then carefully rinse off all soap with fresh, clean tap water. Dry with a clean cloth or paper towel.
6. Replace Top Housing and Mask. Store in a cool, dry place.
7. To clean the VapoPad Tray, wet the tip of a cotton swab and wipe slots.

NOTE: The Top Housing is dishwasher safe. It may be cleaned in the Top Rack of the dishwasher or by hand as noted in the instructions. **DO NOT** place in the bottom rack of dishwasher. **DO NOT** attempt to disassemble the Top Housing. The Heating Cup should **NEVER** be put in the dishwasher.

Care and Cleaning (continued)

After Long Periods of Non-Use

If you haven't used your Steam Inhaler for two weeks or longer, follow the Weekly Maintenance Instructions before the next use.

Condition of Sale

As a condition of sale, the purchaser assumes responsibility for the proper care and use of this appliance in accordance with our printed instructions. The purchaser or user must judge for himself or herself when to use it and length of use.

Specifications

Electrical rating: 130W 120V, 60hz

Consumer Relations

We are here to help.

Call us toll-free at: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

Visit: www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Please be sure to specify Model Number VIH200.

1 Year Limited Warranty

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS PRODUCT.

Please retain the receipt as proof of and date of purchase. The receipt must be presented when making any claim within the relevant warranty period. Any claim under the warranty will not be valid without a proof of purchase. Your device is warranted for 1 year (1 year) from date of delivery.

- A.** This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of delivery.
- B.** At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- C.** This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
- D.** This warranty does not cover the filters, pre-filters, UV bulbs or other accessories (if included) except for material or workmanship defects.

Call us toll-free at 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) or visit:

www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Please be sure to specify Model Number VIH200.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE BASE. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.



Inhalador Nasal

Inhalador de Vapor Personal

Manual De Uso Y Cuidado



- ♥ Tratamiento reconfortante en minutos
- ♥ Salida de vapor ajustable

El inhalador de vapor Vicks proporciona un flujo constante de aire cálido y húmedo en la nariz y la garganta para un alivio temporal.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de este Inhalador de Vapor, llame a nuestra línea gratuita de Servicio al Cliente al 1-800-VAPOR-1-2 o visite: www.VicksHumidifiers.com/contact-us.

¡IMPORTANTE!
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo
Serie VIH200

⚠️ Importantes Instrucciones de Seguridad

📖 **ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA LAS PRESENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CONSÉRVELAS A SU ALCANCE**

⚠️ **CUANDO UTILICE APARATOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, DEBE SEGUIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:**

⚠️ **PELIGRO Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

- 1. SIEMPRE** apague y desconecte este producto inmediatamente después de usarlo.
- 2. NO** use mientras se baña.
- 3. NO** coloque o guarde el producto donde pueda caerse o ser derribado hacia una bañera o lavabo. El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie firme, plana y resistente al agua y al calor. Asegúrese que el aparato esté en una posición estable y que el cable de alimentación esté fuera del paso para evitar que el aparato sea derribado.
- 4. NO** coloque en o deje caer sobre agua u otro líquido.
- 5. NO** intente tocar ningún producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

⚠️ **ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones a personas:**

- 6.** El producto no se debe dejar nunca desatendido cuando está enchufado.
- 7.** Es necesaria la supervisión estrecha cuando este producto sea utilizado por, en, o cerca de personas con discapacidades físicas. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**
- 8.** Utilice este producto sólo para su uso previsto tal como se describe en este manual. **NO** use accesorios no recomendados por el fabricante.
- 9. NUNCA** opere este producto si tiene el cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o caído al agua.
- 10.** Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- 11. ⚠️ PRECAUCIÓN: NUNCA** mueva ni desmonte el aparato mientras esté en uso. Puede derramar agua caliente si se inclina, se sacude o se vuelca, lo que puede provocar lesiones o quemaduras.
- 12. NO** use el aparato mientras duerma o esté somnoliento.

13. NO use en áreas donde se utilizan aerosoles o donde se esté administrando oxígeno.

14. NUNCA bloquee las aberturas y ranuras de ventilación del producto o coloque sobre una superficie suave, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir las aberturas y ranuras de ventilación. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y similares.

15. NUNCA deje caer o inserte algún objeto en ninguna abertura o ventilación.

16. Desconecte este producto antes de llenar. Llene (el depósito) solo con agua a menos que el fabricante especifique lo contrario. **NO** sobrellene. **NO** llene con la máscara instalada. Solo vierta agua directamente en el Depósito de Agua.

17. El aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como medida de seguridad. Este enchufe encajará unidireccionalmente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. **NO** intente anular esta característica de seguridad.

18. ⚠️ PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente a un tomacorriente de 120 V~ de CA. **NO** use un cable de extensión o contacto múltiple.

19. El aparato siempre debe estar desconectado y vacío cuando no esté en uso o durante la limpieza. Apague y desconecte el aparato antes de moverlo. Conecte y desconecte el aparato con las manos secas. **NUNCA** tire del cable para desenchufar.

20. NO opere el aparato sin agua.

21. NO levante el aparato por la Máscara. Levante solamente por la Base.

22. El aparato requiere limpieza regular. Consulte y siga las instrucciones de limpieza.

23. NUNCA añada aceites esenciales, medicamentos o inhalantes líquidos al Depósito de Agua, como VapoSteam de Vicks.

24. NO toque la piel con las VapoPads de Vicks expuestas o las coloque sobre muebles, telas, sábanas o plásticos.

25. NO opere en el exterior. Este aparato está diseñado para uso en interiores.

26. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en este aparato. Hacerlo anulará su garantía.

27. Sólo para uso residencial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Accessories

VapoPads de Vicks


(Una Muestra de VapoPad de Mentol Incluida)

Las VapoPads de Vicks están diseñadas para trabajar con su Inhalador de Vapor para proporcionar vapores relajantes para complementar sus esfuerzos de terapia de vapor. El Inhalador de Vapor acepta hasta dos VapoPads de Vicks. Disfrute hasta 8 horas de confort relajante por almohadilla. Aroma a Mentol: Series VSP-19





Inhalador Nasal de Vicks


1. Máscara
2. Bandeja de VapoPad
3. Carcasa Superior
4. Controles del Disco de Vapor
5. Base
6. Depósito de Agua
7. Interruptor de Nivel de Potencia
8. Ranuras de Ventilación
9. Elemento Térmico







El Inhalador de Vapor Vicks proporciona un flujo constante de aire caliente y húmedo directamente a la nariz y la garganta para un alivio temporal.

Usar Su Inhalador de Vapor Personal


1. Desenrede completamente el cable. No hacerlo podría causar sobrecalentamiento y posible peligro de incendio. **NO** use con cable de extensión o contacto múltiple. Coloque el Inhalador sobre una superficie plana y estable para su uso.
2. Libere la Carcasa Superior de la Base girando la Carcasa Superior en la dirección contraria a las agujas del reloj. Cuando esté completamente desbloqueada, la flecha ▼ en la Carcasa Superior se alineará con el símbolo de candado abierto  en la Base. Levante la Carcasa Superior en línea recta y aparte.
3. Llene el Depósito de Agua con hasta 2.5 cucharadas (40 mL) de agua fría del grifo. **NO** llene por encima del Elemento Térmico. Use solo con agua. **NO** añada al Depósito de Agua ningún aceite esencial, medicamentos o inhalantes líquidos como el VapoSteam de Vicks. Si añade algo al agua, puede producir una condición insegura.
4. Coloque la Carcasa Superior en la Base y gire en la dirección de las agujas del reloj para bloquear. Cuando esté completamente bloqueada, sentirá un clic y la flecha ▼ en la Carcasa Superior se alineará con el símbolo de candado cerrado  en la Base.
5. Coloque la Máscara en la Carcasa Superior y presione suavemente hacia abajo para asegurarse que la Máscara esté bien colocada.



 **PRECAUCIÓN: NUNCA** mueva, levante, agite o incline el Inhalador mientras esté en uso o mientras contenga agua caliente. **NO** quite la Máscara o la Carcasa Superior después de ENCENDER el Inhalador. El vapor se produce por la ebullición de agua; inclinar o agitar la unidad puede causar derrames y posibles quemaduras.

 **PRECAUCIÓN: NO** bloquee ninguna ventilación.



Usar Su Inhalador de Vapor Personal (continuación)





6. Conecte el cable a un tomacorriente. **NO** use con un cable de extensión o contacto múltiple.
7. Gire el interruptor de encendido a Alto/Inicio  para comenzar. La Luz Indicadora se iluminará. El Inhalador de Vapor tardará aproximadamente 3 minutos en comenzar a producir vapor en el ajuste alto. Tenga cuidado, el depósito de agua y el vapor se calentarán.
8. Coloque su cara por encima de la Máscara. **NO** descance su cara sobre la Máscara. Respire normal a través de la nariz y la boca, inhale el vapor a través de los conductos de la nariz y la garganta. Continúe el tratamiento durante cinco a quince minutos.
9. **Ajuste de la salida y la intensidad del vapor:**

A: Salida de Vapor: Para mayor salida y producción más rápida de vapor, utilice el Ajuste de Potencia Alto . Para menor salida de vapor, coloque el interruptor de encendido en el Ajuste de Potencia Bajo .

B: Intensidad del Vapor: Para que fluya más vapor hacia la máscara, gire el control del disco de vapor hacia la derecha. Gire el disco de vapor hacia la izquierda para reducir la intensidad del vapor.

10. Cuando termine el tratamiento, mueva el Interruptor de Encendido a la posición de APAGADO. La Luz Indicadora se apagará. Desconecte el enchufe del tomacorriente. Deje que el aparato se enfríe durante al menos 20 minutos antes de moverlo o llenarlo (vea la sección Cuidado y Limpieza). **NO** opere el Inhalador de Vapor cuando esté vacío.

NOTA: El Inhalador de Vapor se apagará automáticamente cuando se acabe el agua. Si esto sucede, mueva el Interruptor de Encendido a la posición de APAGADO y desconecte la unidad.



Usar las VapoPads de Vicks

Puede utilizar su Inhalador de Vapor de Vicks con VapoPads de Vicks, para proporcionar hasta 8 horas de vapores relajantes. Se incluye una muestra gratuita del VapoPad de mentol con su dispositivo.

Para usar su unidad con almohadillas aromáticas, asegúrese que la unidad esté apagada y siga estas instrucciones:

1. Deslice suavemente hacia afuera la Bandeja de la VapoPad de la parte posterior de la Carcasa Superior. **NOTA:** Solo deslice la Bandeja hacia afuera. **NO** intente separar la Bandeja de la Carcasa Superior.
2. Abra la bolsita de la VapoPad rasgando la muesca en la bolsa. **NO** toque la almohadilla con las manos. Si toca la almohadilla, **NO** frote la cara o los ojos ya que puede causar irritación.
3. Inserte la VapoPad de Vicks con el extremo angulado en la parte delantera de la bandeja. Pueden ser insertadas hasta dos almohadillas aromáticas, una en cada ranura de la Bandeja de la VapoPad. Empuje hacia adentro la Bandeja de la VapoPad para cerrar.
4. Cuando la VapoPad se seque y ya no proporcione aroma, deséchela.




NOTA: **NO** opere el Inhalador de Vapor si no está la Bandeja de la VapoPad o si no está bien colocada.

No se recomienda el uso de este Inhalador de Vapor (con o sin las VapoPads de Vicks) por niños.

VapoPads Precautions:

- No se recomienda para niños menores de 4,5 kg (10 lbs).
- Para niños entre 4.5-10 kg (10-22 lbs) no use más de 2 almohadillas en un período de 24 horas.

Ingredientes de la Almohadilla Aromática: Series VSP-19: Aceite de Eucalipto, Mentol, Glicol, Aceite de Hoja de Cedro y Otros.



Cuidado y Limpieza

⚠ PRECAUCIÓN: SIEMPRE desconecte el enchufe del tomacorriente y permita que el Inhalador de Vapor se enfríe durante al menos 20 minutos antes de limpiarlo.

Después de Cada Uso

1. Retire la Máscara y la Carcasa Superior y seque con un paño limpio o una toalla de papel.
2. Si hay agua en el Depósito de Agua, vacíela y limpie el Depósito y la Base con un paño limpio y seco o una toalla de papel. **NUNCA** sumerja la Base en agua o cualquier otro líquido.
3. Vuelva a colocar la Carcasa Superior y la Máscara; guarde en un lugar fresco y seco.

Mantenimiento Semanal

1. Retire la Máscara y la Carcasa Superior.
2. Vierta 2.5 cucharadas (40mL) de vinagre blanco destilado sin diluir en el Depósito de Agua y deje actuar durante 10 minutos.
3. Vacíe el vinagre blanco destilado y enjuague el Depósito de Agua con agua fresca y limpie del grifo. Tenga cuidado y no permita que el agua entre en las áreas eléctricas.
4. Seque el Depósito de Agua y la Base con un paño limpio o una toalla de papel.
5. Lave la Máscara con jabón suave y agua tibia, luego enjuague cuidadosamente todo el jabón con agua limpia y fresca del grifo. Seque con un paño limpio o una toalla de papel.
6. Vuelva a colocar la Carcasa Superior y la Máscara. Guarde en un lugar fresco y seco.
7. Para limpiar la Bandeja de la VapoPad, moje la punta de un hisopo de algodón y limpie las ranuras.

NOTA: La Carcasa Superior es apta para el lavavajillas. Puede colocarla en la Rejilla Superior del lavavajillas o lavar a mano como se indica en las instrucciones. **NO** coloque en la rejilla inferior del lavavajillas. **NO** intente desarmar la Carcasa Superior. La Taza de Calentamiento **NUNCA** debe colocarse en el lavavajillas.

Cuidado y Limpieza (continuación)

Después de Largos Períodos de No Uso

Si no ha usado su Inhalador de Vapor durante dos semanas o más, siga las Instrucciones de Mantenimiento Semanal antes del siguiente uso.

Condición de Venta

Como condición de venta, el comprador asume la responsabilidad por el cuidado y uso adecuados de este aparato de acuerdo con nuestras instrucciones impresas. El comprador o usuario debe juzgar por sí mismo cuándo utilizarlo y la duración del uso.

Especificaciones

Clasificación eléctrica: 130W 120V, 60hz

Servicio al Cliente

Estamos para ayudarle.

Llámenos sin costo al: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

Visite: www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Por favor asegúrese de especificar el Número de Modelo VIH200.

Garantía Limitada de 1 Año

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Por favor, conserve el recibo como comprobante y la fecha de compra. El recibo debe presentarse al realizar cualquier reclamación dentro del período de garantía correspondiente. Cualquier reclamación bajo la garantía no será válida sin un comprobante de compra. Su dispositivo tiene una garantía de uno año (1 año) a partir de la fecha de entrega.

- A.** La presente garantía de 1 año cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante de uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE CUALQUIER CLASE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares, no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede que tenga otros, que varían de un lugar a otro. La presente garantía solo es válida para el comprador original del producto a partir de la fecha de original de entrega.
- B.** A su juicio, Kaz reparará o reemplazará este producto si se considera que sus materiales o su mano de obra son defectuosos dentro del período de garantía.
- C.** Esta garantía no cubre daños ocasionados por tentativas no autorizadas de reparar el producto o del uso del mismo en contravención de las indicaciones que aparecen en el manual de instrucciones.
- D.** Esta garantía no cubre los filtros, prefiltros, bombillas UV u otros accesorios (si los incluye) excepto por defectos de material o mano de obra.

Llámenos sin costo al: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) o visite: www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Por favor asegúrese de especificar el Número de Modelo VIH200.

NOTA: EN CASO DE PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA BASE. HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

© 2026 All Rights Reserved.

Distributed by: Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752 USA

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

To contact us call 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)
or visit our website at www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Made and printed in Vietnam.

© 2026 Todos los Derechos Reservados.

Distribuido por: Kaz USA, Inc., una empresa de Helen of Troy
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752 USA

Ciertas marcas comerciales utilizadas bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus afiliados.

Contáctenos al teléfono 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)
o al sitio web www.VicksHumidifiers.com/contact-us

Hecho e Impreso en Vietnam.